

耐溶剤型キラルカラム  
**CHIRALPAK**

**ID / IE / IF**

**プラス 1 プラス ワン キャンペーン**

期間中、キャンペーン対象の分析カラムをお買い上げ頂いた方に、  
もれなく**同種のガードカートリッジ(1個)および**  
**ガードカートリッジホルダー(1個)をセットでプレゼント!**

**CHIRALPAK ID/IE/IF**  
(4.6×150mmまたは4.6×250mm)



ガードカートリッジ+  
ガードカートリッジホルダー



**第1弾**

2011年4月  
発売

キャンペーン対象

**CHIRALPAK ID**

4.6×150mmまたは4.6×250mm

キャンペーン期間

2011年12月1日～2012年3月31日まで

**第2弾**

2012年1月  
発売予定

キャンペーン対象

**CHIRALPAK IE**

4.6×150mmまたは4.6×250mm

キャンペーン期間

2012年1月1日～2012年3月31日まで

**第3弾**

2012年4月  
発売予定

キャンペーン対象

**CHIRALPAK IF**

4.6×150mmまたは4.6×250mm

キャンペーン期間

2012年4月1日～2012年6月30日まで

**耐溶剤型キラルカラムは、様々な有機溶媒が使用できます。**

- 高い分離能力があります。 ●幅広い溶媒条件を試すことができます。
- 分取の際に溶解性の高い溶媒を選択することが可能。 ●反応系からサンプリングした溶液を直接分析することが可能。

CHIRALPAK ID/IE/IFは高い分離能力を持った光学異性体分離用カラムです。充填剤を耐溶剤型にしたことにより移動相にはヘキサン・アルコール系だけでなく、酢酸エチル、THF、ハロゲン系溶媒、アセトン等の様々な有機溶媒を用いることができます。多くの有機溶媒が使用できるようになったことで、分析バリエーションが広がります。また、サンプルの溶解性の高い溶媒が選べることで、分取の効率化が達成されます。

キャンペーンは予告なく変更することがあります。HPIにてご確認ください。

CHIRALPAKは株式会社ダイセルの登録商標です。

**株式会社ダイセル**

CPIカンパニー

- 東京本社：〒108-8230 東京都港区港南2-18-1  
JR品川イーストビル14F  
TEL.03-6711-8222(直) FAX.03-6711-8228
- 大阪本社：〒530-0001 大阪市北区梅田3-4-5  
毎日インテシオ20F  
TEL.06-6342-6161(直) FAX.06-6342-6168
- <http://www.daicelchiral.com/> ●E-mail:chiral@jp.daicel.com