

タンパク質化学結合型キラルカラム

DAICEL

CHIRALPAK® AGP CHIRALPAK® CBH CHIRALPAK® HSA









CHIRALPAK® AGP, HSAは米国薬局方収載の分析カラムです。

製品名 / USP登録番号
CHIRALPAK® AGP / L41
CHIRALPAK® HSA / L79

CHIRALPAK® AGP / CHIRALPAK® CBH / CHIRALPAK® HSA は、Dr. ヘルマンソン夫妻 (クロムテック社) によって発明されたカラムです。2009 年より弊社欧州子会社のキラルテクノロジー ヨーロッパ社がクロムテック社のキラルカラム事業を継承し、製造しています。

CHIRALPAK® AGP および CHIRALPAK® HSA は米国薬局方 (USP) や欧州薬局方 (EP)、日本薬局方 (JP) において光学純度分析の推奨カラムとして登録されています。

CHIRALPAK® AGPの光学純度分析化合物例



<p>Mepivacaine</p>  <p>JP/EP 収載品目</p>	<p>Ephedrine</p>  <p>JP 収載品目</p>	<p>Nicotine</p>  <p>JP/USP/EP 収載品目</p>
<p>Paroxetine</p>  <p>JP/EP 収載品目</p>	<p>Valsartan</p>  <p>JP 収載品目</p>	<p>Montelukast</p>  <p>JP/USP/EP 収載品目</p>
<p>galantamine</p>  <p>USP 収載品目</p>	<p>Ropivacaine</p>  <p>USP 収載品目</p>	<p>JP / USP / EP の収載情報は 2015 年 3 月現在のものです。</p>

株式会社ダイセル



充填剤	CHIRALPAK® AGP α1-acid glycoprotein	CHIRALPAK® CBH Cellobiohydrolase	CHIRALPAK® HSA human serum albumin
-----	--	---	---

日本薬局方掲載医薬品の分析例



注) 上記クロマトはあくまでも分離例であり、再現性を保証するものではありません。

AGP/CBH/HSA価格表

種類	内径 (mm)	長さ (mm)	粒子径 (μm)	価格 (税別)	製品番号		
					AGP	CBH	HSA
分析用ガードカートリッジ ^{※1}	2	10	5	¥30,000	30791	33791	34791
	2	50	5	¥180,000	30792	33792	34792
分析カラム	2	100	5	¥220,000	30793	33793	34793
	2	150	5	¥270,000	30794	33794	34794
分析用ガードカートリッジ ^{※1}	3	10	5	¥30,000	30781	33781	34781
	3	50	5	¥180,000	30782	33782	34782
分析カラム	3	100	5	¥200,000	30783	33783	34783
	3	150	5	¥250,000	30784	33784	34784
分析用ガードカートリッジ ^{※1}	4	10	5	¥30,000	30711	33711	34711
	4	50	5	¥180,000	30712	33712	34712
分析カラム	4	100	5	¥200,000	30713	33713	34713
	4	150	5	¥250,000	30714	33714	34714
セミ分取カラム	10	100	5	¥700,000	30733	33733	34733
	10	150	5	¥1,000,000	30734	33734	34734

^{※1}: 1セット2個入りです。分析用ガードカートリッジには、分析用ガードカートリッジホルダー (00081) が必要です。

アクセサリ

アクセサリ名	製品番号	備考
分析用ガードカートリッジホルダー	00081	CHIRALPAK® AGP / CBH / HSA 共通
ガードカラムカバー	000D1	
ガードカラムカバー-マイクロ	000D2	
カラムフィッティング (5個入り)	000D3	

ガードカートリッジホルダーは2mm、3mm、4mm 径全てのガードカートリッジに使用可能です。

お問い合わせ ☞ 電話または e-mail にて

e-mail でお問い合わせの方は連絡先をご記入の上

chiral@jp.daicel.com までお願いします。

株式会社ダイセル CPIカンパニー

■ 東日本: 〒108-8230 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル14F
TEL: 03-6711-8222 (直) FAX: 03-6711-8228

■ 西日本: 〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 (タワーB)
TEL: 06-7639-7221 (直) FAX: 06-7639-7228

■ <http://www.daicelchiral.com/> E-mail: chiral@jp.daicel.com

■ アメリカ 問い合わせ先 E-mail: chiral@chiraltech.com

■ ヨーロッパ 問い合わせ先 E-mail: cte@chiral.fr

■ アジア 問い合わせ先

(中国) E-mail: chiral@ctc.daicel.com

(インド) E-mail: chiral@chiral.daicel.com