



DAICEL

*UHPLC*用キラルカラム


CHIRALPAK®

IA-U / IB-U / IC-U
IG-U

Sub-2 μ m

Ultra High Speed

株式会社ダイセル



製品一覧

種類	内径 (mm)	長さ (mm)	粒子径 (μ m)	価格 (税別)	製品番号			
					CHIRALPAK®			
分析カラム	3.0	50	1.6	¥165,000	IA-U	IB-U	IC-U	IG-U
	3.0	100	1.6	¥180,000	80U82	81U82	83U82	87U82
分析カラム	3.0	50	1.6	¥165,000	80U83	81U83	83U83	87U83
	3.0	100	1.6	¥180,000	80U83	81U83	83U83	87U83

※SFC 用、上記カラムサイズ以外をご要望の場合、弊社までお問い合わせください。

カラムアクセサリ

ガードフィルター ガードフィルターキットは、ガードフィルターがセットになっています。
初めてガードフィルターを使用される場合には、ガードフィルターキットをお選び下さい。

品名	製品番号	セット内容	価格(税別)
分析用ガードフィルターキット	FK002	ガードフィルターホルダー、ガードフィルター(2 $\times$ 2mm)3個、 オシネジ2個、PEEKチューブ	¥50,000
交換用ガードフィルター	FR002	ガードフィルター(2 $\times$ 2mm)6個	¥46,000

お問合せ方法

下記に直接お電話していただくか、ダイセル キラルカラムHP <http://www.daicelchiral.com/> の
お問い合わせフォーム または chiral@jp.daicel.com からお問い合わせ下さい。

株式会社ダイセル

ライフサイエンス製品営業部

■東日本: 〒108-8230 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル

TEL: 03-6711-8222(直) FAX: 03-6711-8228

■西日本: 〒530-0011 大阪府北区大深町3番1号 グランフロント大阪(タワーB)

TEL: 06-7639-7221(直) FAX: 06-7639-7228

■<https://www.daicelchiral.com/> E-mail: chiral@jp.daicel.com

■アメリカ問合せ先 E-mail: chiral@cti.daicel.com

■ヨーロッパ問合せ先 E-mail: cte@cte.daicel.com

■アジア問合せ先 (中国) E-mail: chiral@dctc.daicel.com

(インド) E-mail: chiral@chiral.daicel.com