

CHIRAL COLUMN
40th
Anniversary

IG

ID

DAICEL

待望の

OZタイプの耐溶剤型キラルカラム

CHIRALPAK®

IM
IM-3

CHIRALCEL®
OZ
Series



CHIRALPAK® IM / IM-3はCHIRALCEL® OZシリーズの耐溶剤型バージョンです。

IA/IB N/IC/ID/IE/IF/IG/IH/IJ/IK

に続く **iCHIRAL**
第11弾

CHIRALPAK® IM

Cellulose tris
(3-chloro-4-methylphenylcarbamate)
immobilized to silica gel



CHIRALPAK® IM 製品ラインナップ

製品名	種類	内径 (mm)	長さ (mm)	粒子径 (μm)	製品番号	価格 (税別)
CHIRALPAK® IM	分析用ガードカートリッジ*	4	10	5	92311	¥32,000
		4.6	150	5	92324	¥165,000
	分析カラム	4.6	250	5	92325	¥180,000
		10	20	5	92337	¥180,000
	セミ分取用ガードカラム	10	20	5	92337	¥180,000
		10	250	5	92335	¥600,000
	セミ分取カラム	20	250	5	92345	¥1,300,000
		4.6	150	5	92424	¥165,000
	SFC用分析カラム	4.6	150	5	92424	¥165,000
		4.6	250	5	92425	¥180,000
SFC用セミ分取カラム	10	250	5	92435	¥650,000	
	20	250	5	92445	¥1,800,000	
分析用ガードカートリッジホルダー		4	10	—	00011	¥15,000


CHIRALPAK® IM-3 製品ラインナップ

製品名	種類	内径 (mm)	長さ (mm)	粒子径 (μm)	製品番号	価格 (税別)
CHIRALPAK® IM-3	分析用ガードカートリッジ*	4	10	3	92511	¥32,000
		4.6	150	3	92524	¥180,000
	分析カラム	4.6	250	3	92525	¥195,000
		2.1	150	3	92594	¥180,000
	細径カラム	2.1	250	3	92595	¥195,000
		4.6	150	3	92524	¥180,000
	SFC用分析カラム	4.6	250	3	92525	¥195,000
		2.1	150	3	92594	¥180,000
	SFC用細径カラム	2.1	250	3	92595	¥195,000

※: 1セット3個入りです。分析用ガードカートリッジの使用には、分析用ガードカートリッジホルダー(00011)が必要です。
*上記カラムサイズ以外をご要望の場合は、弊社までお問い合わせください。


CHIRALPAK® IM / IM-3 を用いた分離例

CHIRALPAK® IM/IM-3 はコーティング型カラム(OZタイプ)の分離特性を維持した耐溶剤型キラルカラムです。




CHIRALPAK® IM/IM-3 は耐溶剤型キラルカラムです。

コーティング型のキラルカラムでは使えなかった溶媒も使用することができ、分離の幅が広がります。



3μmタイプのキラルカラムを使用することにより、分離度(R)が向上します。



株式会社ダイセル

ライフサイエンス製品営業部

- 東日本: 〒108-8230 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル
TEL: 03-6711-8222 (直) FAX: 03-6711-8228
- 西日本: 〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 (タワーB)
TEL: 06-7639-7221 (直) FAX: 06-7639-7228
- <https://www.daicelchiral.com/> E-mail: chiral@jp.daicel.com
- アメリカ問合せ先 E-mail: chiral@cti.daicel.com
- ヨーロッパ問合せ先 E-mail: cte@cte.daicel.com
- アジア問合せ先
- (中国) E-mail: chiral@dctc.daicel.com
- (インド) E-mail: chiral@chiral.daicel.com