

これからの分取
カラムは…

キレイの良い
“フットレスカラム”で
キレイの良い分取を!

HPLC カラム


内径 30mm×250mm カラム

n-Hex/IPA=90/10, 13.5mL/min.

— 改良カラム
— 従来カラム

当社の独自技術により、フットを解消した
分取に適したカラムです。

従来品より
“キレイ良く”
分取が可能!!



SFC カラム

内径 30mm×250mm カラム

CO₂/MeOH=80/20, 120mL/min.

— 改良カラム
— 従来カラム

キレが違う!
“フットレス
カラム”

【製品一覧（セミ分取 / 分取）】

HPLC カラム

5 μm シリーズ (内径 30mm)					製品番号									
種類	内径 (mm)	長さ (mm)	粒子径 (μm)	価格 (税別)	CHIRALPAK®									
					IA	IB	IB N-5	IC	ID	IE	IF	IG	IH	IJ
分取カラム	30	250	5	¥2,350,000	80375	81375	88375	83375	84375	85375	86375	87375	89375	90375
種類	内径 (mm)	長さ (mm)	粒子径 (μm)	価格 (税別)	CHIRALPAK®				CHIRALCEL®					
					AD-H	AS-H	AY-H	AZ-H	OD-H	OJ-H	OX-H	OZ-H		
分取カラム	30	250	5	¥2,200,000	19375	20375	47375	61375	14375	17375	63375	42375		

SFC カラム

5 μm シリーズ (内径 20, 30mm)					製品番号									
種類	内径 (mm)	長さ (mm)	粒子径 (μm)	価格 (税別)	CHIRALPAK®									
					IA/SFC	IB/SFC	IB N-5/SFC	IC/SFC	ID/SFC	IE/SFC	IF/SFC	IG/SFC	IH/SFC	IJ/SFC
セミ分取カラム	20	250	5	¥1,800,000	80445	81445	88445	83445	84445	85445	86445	87445	89445	90445
分取カラム	30	250	5	¥3,100,000	80475	81475	88475	83475	84475	85475	86475	87475	89475	90475
種類	内径 (mm)	長さ (mm)	粒子径 (μm)	価格 (税別)	CHIRALPAK®				CHIRALCEL®					
					AD-H/SFC	AS-H/SFC	AY-H/SFC	AZ-H/SFC	OD-H/SFC	OJ-H/SFC	OX-H/SFC	OZ-H/SFC		
セミ分取カラム	20	250	5	¥1,800,000	19445	20445	47445	61445						
				¥1,700,000				14445	17445	63445	42445			
分取カラム	30	250	5	¥2,900,000	19475	20475	47475	61475	14475	17475	63475	42475		

株式会社ダイセルCPIカンパニー

- 東日本：〒108-8230 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル
TEL: 03-6711-8222 (直) FAX: 03-6711-8228
- 西日本：〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 (タワーB)
TEL: 06-7639-7221 (直) FAX: 06-7639-7228
- https://www.daicelchiral.com/ E-mail:chiral@jp.daicel.com
- アメリカ 問い合わせ先 E-mail:chiral@chiraltech.com
- ヨーロッパ 問い合わせ先 E-mail:cte@chiral.fr
- アジア 問い合わせ先
(中国) E-mail:chiral@ctc.daicel.com
(インド) E-mail:chiral@chiral.daicel.com